

Кроличье Поликлональное Антитело К Диметил-Гистону H3-K9 (Q16695/P68431) Для Эпигенетических Исследований | Вестерн-Блоттинг, ChIP, IF/ICC

Артикул: CM0000390



введение

Кроличье поликлональное антитело к диметил-гистону H3-K9 (Q16695/P68431), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), ChIP, IF/ICC и других методов. Реагирует с белками человека, мыши, крысы и других видов. Идеально подходит для эпигенетических исследований и изучения хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к диметил-гистону H3-K9 (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Диметил 9-й лизин гистона H3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	H3
GeneID	8290/8350
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 гистона H3 человека (NP_003520.1)
Источник	Кролик
Категория	Антитела к метилированным белкам
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), дот-блоттинг (DB), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA, иммунопреципитация хроматина (ChIP), ChIP-seq
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие виды (предсказана широкая специфичность)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярная масса белка	15 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом