


Кроличье Моноклональное Антитело К Диметилгистону H4-K20 (P62805) Для ВБ, Игх-П, Иф/Ицк, Ифа

Артикул: CM0000292



введение

Валидированное кроличье моноклональное антитело к диметилгистону H4-K20 (P62805) для ВБ, ДБ, ИГХ-п, ИФ/ИЦК и ИФА. Направлено на диметилированный лизин 20 гистона H4. Перекрестно реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для эпигенетических и хроматиновых исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к диметилгистону H4-K20
Примечания/алиасы	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; DiMethyl-Histone H4-K20
Вид	Человек
GeneID (человек)	8359/8370
GeneID	8359
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Метилированные антитела
Применение	ВБ, ДБ, ИГХ-п, ИФ/ИЦК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса, другие (предполагается широкий диапазон)
SWISS	P62805
Молекулярная масса белка	11 кДа
Доставка	Холодовая упаковка