


Кроличье Моноклональное Антитело К Диметил-Гистону H4-K20 (P62805) – Валидировано Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Дот-Блоттинга (Db), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) В Эпигенетических Исследованиях

Артикул: CM0000321



введение

Специфически обнаруживает диметилированный лизин 20 гистона H4 человека (P62805). Идеально подходит для WB, DB, IHC-P, ELISA с перекрестной реактивностью к человеку, мыши, крысе и прогнозируемым широким спектром видов. Применимо в биологии хроматина и для эпигенетических приложений IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб к диметил-гистону H4-K20
Примечания/Псевдонимы	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; DiMethyl-Histone H4-K20
Вид	Человек
GeneID (человек)	8359/8370
GeneID	8359
Иммуноген	Синтетический диметилированный пептид в районе K20 гистона H4 человека (NP_003539.1)
Источник	Кролик
Категория	Антитела к метилированным белкам
Применение	WB, DB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие (Прогнозируется широкий спектр)
SWISS	P62805
Молекулярный вес белка	11кДа
Доставка	Сумка со льдом