


Кроличья Поликлональная Антитело К Диметил-Гистону H4-K20 (P62805) Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc), Ифа (Elisa)

Артикул: CM0000381



введение

Кроличья поликлональное антитело, направленное против диметилированного гистона H4 в лизине 20 (H4K20me2). Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрестно реагирует с человеческими, мышиными, крысиными и широким спектром других видов. Обнаруживает полосу ~11 кДа; поставляется в жидком виде, отправляется в ледяных пакетах. Идеально подходит для исследований в области эпигенетики и хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ДиМетил-Гистон H4-K20 Кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; DiMethyl-Histone H4-K20
Вид	Человек
ID гена (человек)	H4
ID гена	8359
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический диметилированный пептид вокруг K20 человеческого гистона H4 (NP_003529.1).
Источник	Кролик
Категория	Антитела к метилированным белкам
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Другие (Предполагается широкий спектр)
SWISS	P62805
Молекулярный вес белка	11 кДа
Доставка	В ледяном пакете