

Кроличья Поликлональная Антитело К Dlat Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицх (If/Icc), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - Q8Bmf4

Артикул: CM0025726

введение

Кроличья поликлональная антитело к DLAT против мышиногo дигидролипоилацетилтрансферазы (PDC-E2). Валидировано для WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Реагирует с человеческими, мышиными, крысиными образцами. Для исследований метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DLAT Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	DLTA; PDC-E2; 6332404G05Rik
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	1737
GeneID	235339
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 86-305 мышиногo DLAT (NP_663589.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8BMF4
Молекулярный вес белка	68 кДа
Доставка	С ледяным пакетом