

Кроличье Поликлональное Антитело Dlgap5 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q15398

Артикул: CM0020862



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против DLGAP5, валидированное для применения в вестерн-блоттинге, IF/ICC и ELISA. Нацелено на человеческий DLGAP5 (DLG7/HURP) — регулятор клеточного цикла и потенциальный биомаркер рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело DLGAP5
Примечания/синонимы	DLG7; HURP; DLGAP5
Вид	Человек
GeneID (человек)	9787
GeneID	9787
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 547-846 человеческого DLGAP5 (NP_055565.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q15398
Молекулярная масса белка	95 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом