

Кроличье Моноклональное Антитело К Dlx5 Для Вб, Ифа - P56178

Артикул: CM0009354



введение

Кроличье моноклональное антитело к DLX5 выявляет человеческий DLX5 — транскрипционный фактор, необходимый для дифференцировки остеобластов и развития костей. Применение: Вестерн-блоттинг (ВБ), ИФА. Идеально подходит для исследований в области биологии костей и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мКл к DLX5
Примечания/алиасы	SHFM1; SHFM1D; DLX5
Вид реактивности	Человек
ID гена (человек)	1749
ID гена	1749
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 150-250 человеческого DLX5 (P56178).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P56178
Молекулярная масса белка	32 кДа
Доставка	С хладагентом