

Кроличье Mab Против Dmgdh Для Вестерн-Блоттинга, If-P, Elisa - Q9Ui17

Артикул: CM0007563



введение

DMGDH Rabbit mAb — это моноклональное антитело, валидированное для Вестерн-блоттинга, IF-P, ELISA, с перекрестной реактивностью к человеческому, мышинному и крысиному белкам. Идеально подходит для изучения функции митохондриальной диметилглициндегидрогеназы в метаболизме глицина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против DMGDH
Примечания/Альтернативные названия	DMGDHD; ME2GLYDH
Вид	Человек
ID гена (Человек)	29958
ID гена	29958
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 472-866 человеческого DMGDH (NP_037523.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция на парафиновых срезах (IF-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9UI17
Молекулярная масса белка	45 кДа / 97 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом