

Кроличий Моноклональный Антитело K Dmp1 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q13316

Артикул: CM0005574

введение

Валидированное кроличье моноклональное антитело Anti-DMP1 для WB, IF/ICC и ELISA. Нацелено на человеческий кислый фосфопроtein 1 дентинного матрикса (DMP1), 56 кДа, участвующий в минерализации костей и зубов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DMP1 кроличье мАт
Примечания/Псевдоним	ARHP; ARHR; DMP-1
Вид	Человек
GeneID	1758
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 413-513 человеческого DMP1 (NP_004398.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q13316
Молекулярный вес белка	56 кДа
Доставка	Сумка со льдом