

Моноклональное Антитело Кролика Против Dnaja4 Для Wb, Ip, Elisa - Q8Ww22

Артикул: CM0003573

введение

Моноклональное антитело кролика против DNAJA4, валидированное для WB, IP, ELISA с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Идеально подходит для исследований активности шаперонов, локализованных в мембране, альтернативного сплайсинга и исследований белков с цинковыми пальцами.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DNAJA4 кролика mAb
Примечания/Псевдоним	MST104, MSTP104, PRO1472, DNAJA4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	55466
ID гена	55466
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 300-397 человеческого DNAJA4 (NP_057538.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q8WW22
Молекулярный вес белка	45кДа
Доставка	Сумка со льдом