

Кроличья Поликлональная Антитела К Dnajc17 - Q9Nvm6

Артикул: CM0024237



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий белок DNAJC17, подходят для вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ELISA. Перекрестно реагируют с мышинным и крысиным белками. Распознают белок массой ~35 кДа. Полезны для исследования PAX8-опосредованной регуляции транскрипции и исследований, связанных с шаперонами.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к DNAJC17
Примечания/Альтернативные названия	DNAJC17
Вид	Человек
GeneID (Человек)	55192
GeneID	55192
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-304 человеческого белка DNAJC17 (NP_060633.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ на парафиновых срезах (IHC-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NVM6
Молекулярная масса белка	35 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом