

Dnmt1 Кроличья Pab Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ip, Elisa - P26358

Артикул: CM0028888



введение

DNMT1 Кроличья pAb — это поликлональное антитело кролика против человеческого DNMT1, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии, иммунопреципитации и ELISA. Идеально подходит для исследований метилирования ДНК, эпигенетического наследования и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DNMT1 Кроличья pAb
Примечания/Альтернативные названия	AIM; DNMT; MCMT; CXXC9; HSN1E; ADCADN; m.Hsal; DNMT1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1786
ID гена	1786
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 760-1109 DNMT1 (NP_001370.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P26358
Молекулярная масса белка	183 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом