


Кроличья Поликлональная Антитело К Dnmt3A Для Wb, Ip, Ифа — Q9Y6K1

Артикул: CM0021398



введение

Высокоаффинное кроличье поликлональное антитело к DNMT3A, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунопреципитации и ИФА. Обнаруживает DNMT3A человека, мыши и крысы. Подходит для исследований де novo метилирования ДНК и эпигенетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DNMT3A Кроличья pAb
Примечания / Алиасы	TBRS; HESJAS; DNMT3A2; M.HsaIII; DNMT3A
Вид	Человек
ID гена (человек)	1788
ID гена	1788
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-132 человеческого DNMT3A (NP_072046.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y6K1
Молекулярная масса белка	102 кДа
Доставка	Холодильный пакет