

Кроличыи Поликлональные Антитела К Dpp3 Для Вб, Ифа - Q9Ny33

Артикул: CM0030392



введение

Кроличыи поликлональные антитела к DPP3, валидированные для Вестерн-блота (ВБ) и ИФА. Распознают DPP3 человека, мыши и крысы — цитозольную цинковую металлопротеазу, расщепляющую биологически активные пептиды, такие как ангиотензины и энкефалины. Идеально подходит для разработки диагностических тестов ИВД.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DPP3 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	DPPIII; DPP3
Вид белка	Человек
ID гена	10072
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1–280 белка DPP3 человека (NP_569710.2).
Источник продуцирования	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NY33
Молекулярная масса белка	83 кДа
Доставка	В контейнере со льдом