

Кроличья Поликлональная Антитело К Drd2 Для Wb И Elisa — P14416

Артикул: CM0016640



введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на дофаминовый рецептор D2 человека (DRD2). Валидирована для Вестерн-блота и ELISA; проявляет перекрестную реактивность с мышинным и крысиным белком. Обнаруживает полосу размером ~51 кДа. Идеально подходит для исследований в области нейронауки и сигналинга GPCR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DRD2 Rabbit pAb
Примечания/Альяс	D2R; D2DR; DRD2
Вид	Человек
ID гена (человек)	1813
Имуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в составе аминокислот 1-100 DRD2 человека (NP_000786.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P14416
Молекулярная масса белка	51 кДа
Доставка	Холодовая упаковка