

Поликлональные Антитела Кролика Против Dtl Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Nzj0

Артикул: CM0017440



введение

Поликлональные антитела кролика против DTL, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Перекрестная реакция с DTL мыши и крысы. Идеально подходят для изучения регуляции клеточного цикла, реакции на повреждение ДНК и путей убиквитинирования в образцах человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DTL Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CDT2; RAMP; DCAF2; L2DTL; DTL
Вид	Человек
ID гена (Человек)	51514
ID гена	51514
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 541-730 человеческого DTL (NP_057532.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9NZJ0
Молекулярный вес белка	79кДа
Доставка	Сумка со льдом