


Поликлональное Антитело К Dusp12 (Кроличье) Для Wb И Elisa — Q9Uni6

Артикул: CM0017271



введение

Поликлональное кроличье антитело к DUSP12, валидированное для WB и ELISA на образцах человека и мыши. Выявляет двуспецифичную фосфатазу 12 (38 кДа), участвующую в дефосфорилировании остатков тирозина и серина/треонина. Только для исследовательского использования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к DUSP12
Примечания/синонимы	YVH1; DUSP1; DUSP12
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	11266
Идентификатор гена	11266
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 130–270 человеческого DUSP12 (NP_009171.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9UNI6
Молекулярная масса белка	38 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом