


Кроличья Поликлональная Антитело К Dusp4 Для Вб, Ифа - Q13115

Артикул: CM0026145



введение

Кроличья поликлональная антитело к DUSP4 выявляет человеческий DUSP4/MKP-2 в вестерн-блоттинге и ИФА. Нацелена на двойспецифическую фосфатазу, которая дефосфорилирует ERK1/2, предсказанная молекулярная масса составляет ~43 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DUSP4 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	TYR, HVH2, MKP2, MKP-2, DUSP4
Вид	Человек
ID гена (человек)	1846
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-168 человеческого DUSP4 (NP_001385.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q13115
Молекулярная масса белка	43 кДа
Доставка	С хладагентом