

Кроличья Маб К Dut Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P33316

Артикул: CM0006605



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого DUT (дУТФ-азы), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Рекомбинантный С-концевой иммуноген; 27 кДа; перекрестная реакция с человеческим белком. Идеально подходит для исследований метаболизма нуклеотидов и репликации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья МАБ к DUT
Примечания/Псевдоним	BMFDMS; dUTPase; DUT
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1854
ID гена	1854
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 160-252 человеческого DUT (NP_001020419.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P33316
Молекулярный вес белка	27 кДа
Доставка	Сумка со льдом