


Поликлональное Антитело Кролика К Dync1Li2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) — O43237

Артикул: CM0021933



введение

Поликлональное антитело кролика к лёгкой промежуточной цепи 2 динеина (DYNC1LI2), участвующей в транспорте везикул на основе микротрубочек; валидировано для WB, IHC-P и ELISA на образцах человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Поликлональное антитело кролика к DYNC1LI2
Примечания/синонимы	LIC2; DNCL12; DYNC1LI2
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	1783
Идентификатор гена	1783
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 328-492 человеческого DYNC1LI2 (NP_006132.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O43237
Молекулярная масса белка	54 кДа
Условия транспортировки	Хладагентный пакет