

Кроличья Моноклональная Антитело К Дисферлину Для Wb, IHC-P, Elisa — O75923

Артикул: CM0003779



введение

Кроличья моноклональная антитело к дисферлину, валидированная для Вестерн-блоттинга, IHC-P и ELISA. Специфична к человеческому дисферлину (237 кДа) — кальциевому сенсору в процессе репарации мембран. Идеально подходит для исследований в области нейромышечных заболеваний и биологии мышц.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитела к дисферлину
Примечания/алиасы	MMD1; FER1L1; LGMD2B; LGMDR2; Dysferlin (Romeo)
Вид	Человек
GeneID (человек)	8291
GeneID	8291
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 50–150 человеческого дисферлина (Romeo) (O75923).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O75923
Молекулярная масса белка	237 кДа
Доставка	Холодильный пакет