


Кроличья Поликлональное Антитело К E2F1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q01094

Артикул: CM0023645



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого транскрипционного фактора E2F1, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходит для образцов человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований клеточного цикла и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	E2F1 кролика pAb
Примечания/Псевдоним	RBP3; E2F-1; RBAP1; RBBP3; E2F1
Вид	Человек
GeneID (человек)	1869
GeneID	1869
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 301-437 человеческого E2F1 (NP_005216.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q01094
Молекулярный вес белка	47кДа
Доставка	С ледяным пакетом