

Кроличье Поликлональное Антитело К E2F6 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ip, Elisa, Chip - O75461

Артикул: CM0027995

введение

Кроличье поликлональное антитело против транскрипционного фактора E2F6 человека. Подходит для применения в Вестерн-блоттинге, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии, иммунопреципитации, ELISA и ChIP. Перекрестно реагирует с белками человека и мыши. Полезно для исследований клеточного цикла и регуляции генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье пАт к E2F6
Примечания/Альтернативные названия	E2F-6; E2F6
Вид	Человек
GeneID	1876
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-281 белка E2F6 человека (NP_937987.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O75461
Молекулярная масса белка	32 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом