

Ece1 Rabbit Pab - P42892

Артикул: CM0019453



введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против человеческого ECE1 (эндотелинпревращающего фермента 1). Валидированы для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Обнаруживает полосу ~87 кДа. Идеально подходят для исследований процессинга эндотелина-1.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ECE1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ECE; ECE1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1889
GeneID	1889
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 670-770 человеческого ECE1 (NP_001388.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P42892
Молекулярный вес белка	87кДа
Доставка	Сумка со льдом