


Кроличьи Pab K Eda Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q92838

Артикул: CM0026848



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого EDA (Ectodysplasin-A). Подходит для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Использование в исследованиях в области биологии развития и изучении эктодермальной дисплазии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	EDA Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	ED1; HED; EDA1; EDA2; HED1; ODT1; XHED; ECTD1; XLHED; ED1-A1; ED1-A2; EDA-A1; EDA-A2; TNLG7C; STHAGX1; EDA
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1896
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности внутри аминокислот 62-182 человеческого EDA (NP_001390.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92838
Молекулярный вес белка	41кДа
Доставка	Сумка со льдом