

Поликлональные Кроличьи Антитела К Eed Для Вб, Иф, Ип, Ифа — O75530

Артикул: CM0027655



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому EED (поликомбный белок EED, HEED, WAIT-1). Подходит для ВБ, ИФ/ИКК, ИП и ИФА; перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований в области эпигенетики и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EED Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	HEED; COGIS; WAIT1; EED
Вид	Человек
ID гена (человек)	8726
ID гена	8726
Иммуноген	Рекомбинантный белок / Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-400 человеческого EED (NP_694536.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O75530
Молекулярная масса белка	50 кДа
Доставка	Холодовой пакет