

Кроличье Rab Против Eefsec - P57772

Артикул: CM0019514



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого EEFSEC (SELB), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ELISA. Распознает специфичный для селеноцистеина фактор элонгации, участвующий в трансляции селенопротеинов. Полезно для изучения биосинтеза селенопротеинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье rAb против EEFSEC
Примечания/Альтернативные названия	SELB, EFSEC, EEFSEC
Вид	Человек
GeneID (человек)	60678
GeneID	60678
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 347-596 человеческого EEFSEC (NP_068756.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P57772
Молекулярная масса белка	65 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом