


Кроличья Поликлональная Антитело К Рецептору Эгф (Специфичное К Делеции E746-A750Del) Для Вб, Ифа — P00533

Артикул: CM0018931



введение

Кроличья поликлональная антитело, распознающая рецептор ЭГФ с делецией E746-A750. Валидирована для ВБ и ИФА, реагирует с образцами человека. Подходит для исследований в области онкологии и изучения сигнальных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антитело к рецептору ЭГФ (специфичное к E746-A750del)
Примечания/Алиасы	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2
Вид	Человек
GenelD (человек)	1956
GenelD	1956
Иммуноген	Рекомбинантный белок рецептора ЭГФ человека (специфичный к E746-A750del)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P00533
Молекулярная масса белка	134 кДа
Доставка	Холодовая упаковка с льдом