


Кроличье Моноклональное Антитело К Egfr Для Вб, Игг-П, Ифа — P00533

Артикул: CM0007424



введение

Высокоаффинное кроличье моноклональное антитело к EGFR, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и иммуноферментного анализа (ELISA). Поддерживает исследования сигналинга рецептора EGF, биологии рака и разработки диагностических тест-систем.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к EGFR
Примечания/алиасы	EGFR; ERBB; ERBB1; HER1; NISBD2; PIG61; mENA; epidermal growth factor receptor
Вид	Человек
Идентификатор гена	1956
Иммуноген	Рекомбинантный белок: рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 335-525 фрагмента человеческого EGFR (NP_005219.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P00533
Молекулярная масса белка	44 кДа/69 кДа/77 кДа/134 кДа
Доставка	С пакетом охлаждающего агента