


Кроличья Pab K Egfr Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P00533

Артикул: CM0016303



введение

Кроличья pAb (поликлональные) к EGFR, валидированные для применений WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Перекрестная реакция с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Рекомбинантный иммуноген, охватывающий аминокислоты 1021-1210. Подходит для исследований в области онкологии и сигнальных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья pAb к EGFR
Примечания/Псевдоним	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; EGFR
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1956
GeneID	1956
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1021-1210 человеческого EGFR (NP_005219.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P00533
Молекулярный вес белка	134 кДа
Доставка	Сумка со льдом