


Кроличья Поликлональная Антитело К Egfr Для Wb, Ip, Elisa - P00533

Артикул: CM0020151



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против человеческого EGFR (ErbB-1, HER1). Валидирована для применения в WB, IP, ELISA; перекрестно реагирует с белком человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения сигнальных путей рецепторных тирозинкиназ и исследований в области онкологии. Молекулярная масса 134 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EGFR Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; EGFR
Вид	Человек
GeneID	1956
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1100-1200 человеческого EGFR (NP_005219.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P00533
Молекулярная масса белка	134 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом