

Кроличья Rab K Ehd4 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9H223

Артикул: CM0014633

введение

Кроличья поликлональные антитела к EHD4/PAST4, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживают человеческий и мышиный EHD4 (~61 кДа). EHD4 участвует в раннем эндосомальном транспорте и ангиогенезе, что актуально для исследований в области онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EHD4 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PAST4; EHD4
Вид	Человек
ID гена	30844
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 362-541 человеческого EHD4 (NP_644670.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9H223
Молекулярный вес белка	61 кДа
Доставка	Сумка со льдом