


Кроличий Поликлональный Антитело Против Eif3f (Pab) Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - O00303

Артикул: CM0028945



введение

Кроличий поликлональный антитело против человеческого EIF3F (eIF3-p47, MRT67, EIF3S5). Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Подходит для исследований инициации трансляции и сигнального пути Notch. ~38 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EIF3F кроличий pAb
Примечания/Псевдонимы	MRT67; EIF3S5; eIF3-p47; EIF3F
Вид	Человек
ID гена (человек)	8665
ID гена	8665
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 88-357 человеческого EIF3F (NP_003745.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O00303
Молекулярный вес белка	38кДа
Доставка	Сумка со льдом