


Кроличья Поликлональная Антитело К Eif3H Для Wb, Ip, If/Icc, Elisa - O15372

Артикул: CM0014989



введение

Кроличья поликлональная антитело против EIF3H (eIF3-p40), валидированная для ВБ, IP, IF/ICC, ИФА с образцами человека, мыши, крысы. Идеально подходит для изучения инициации трансляции и синтеза белка. - O15372

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EIF3H Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	EIF3S3; eIF3-p40; eIF3-gamma; EIF3H
Вид	Человек
ID гена (человек)	8667
ID гена	8667
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 80-340 человеческого EIF3H (NP_003747.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O15372
Молекулярная масса белка	40 кДа
Доставка	Хладоэлемент