

Моноклональное Антитело Кролика Против Eif4A1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P60842

Артикул: CM0006734



введение

Высококачественное моноклональное антитело кролика против человеческого eIF4A1 (DDX2A), валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, IP и ELISA. Распознает eIF4A1 человека, мыши, крысы и обезьяны — идеально подходит для исследований инициации трансляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	eIF4A1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	DDX2A; EIF4A; EIF-4A; eIF4A-I; eIF-4A-I; eIF4A1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1973
ID гена	1973
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-100 человеческого eIF4A1 (NP_001407.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Кросс-реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Обезьяна
SWISS	P60842
Молекулярный вес белка	46кДа
Доставка	Сумка со льдом