

Кроличья Поликлональная Антитело К Eif4Enif1 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q9Nra8

Артикул: CM0017659



введение

Кроличья поликлональная антитело (пАб) к EIF4ENIF1 для WB, IF/ICC, ELISA. Направлена против транспортного белка эукариотического инициатора трансляции 4Е, ключевого компонента Р-тел, регулирующего стабильность мРНК и трансляцию. Перекрестно реагирует с человеческим, мышиным и крысиным белком. Идеально подходит для исследований регуляции трансляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья пАб к EIF4ENIF1
Примечания/синонимы	4E-T; Clast4; EIF4ENIF1
Вид	Человек
GeneID	56478
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 150-250 человеческого EIF4ENIF1 (NP_001157973.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NRA8
Молекулярная масса белка	108 кДа
Доставка	Холодильный пакет