

Кроличье Моноклональное Антитело Eif4G2/P97 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ип И Ифа — P78344

Артикул: CM0006275



введение

Кроличье моноклональное антитело EIF4G2/p97 для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии, иммунопреципитации и ИФА. Реагирует с антигенами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований инициации трансляции и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело EIF4G2/p97
Примечания/псевдонимы	P97; AAG1; DAP5; NAT1; EIF4G2/p97
Вид	Человек
GeneID (человек)	1982
GeneID	1982
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 320–490 человеческого EIF4G2/p97 (NP_001409.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИП, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P78344
Молекулярная масса белка	102 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом