

Кроличье Pab К Eif5A Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P63241

Артикул: CM0023160



введение

Поликлональное антитело к человеческому eIF5A, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Реагирует с eIF5A человека и мыши, участвует в элонгации трансляции и спасении рибосом. Идеально подходит для исследований синтеза белка, апоптоза и репликации вирусов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к eIF5A
Примечания/Альтернативные названия	FABAS; EIF-5A; EIF5A1; eIF-4D; eIF5AI; eIF5A
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1984
ID гена	1984
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-154 человеческого eIF5A (NP_001137234.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P63241
Молекулярная масса белка	17 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом