


Поликлональное Антитело Кролика К Eif6 Для Wb, If/Icc, Elisa — P56537

Артикул: CM0022452



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого EIF6, валидированное для WB, IF/ICC, ELISA. Определяет эндогенный EIF6 (27 кДа) с перекрёстной реактивностью с белками мыши и крысы. Подходит для исследований инициации трансляции и биогенеза рибосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	EIF6 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	CAB; EIF3A; eIF-6; p27BBP; ITGB4BP; b(2)gcn; p27(BBP); EIF6
Вид	Человек
Идентификатор гена	3692
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-245 человеческого EIF6 (NP_852133.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P56537
Молекулярная масса белка	27 кДа
Доставка	Хладагент