

Кроличья Поликлональная Антитела К ELAC2 - Q9Bq52

Артикул: CM0028690



введение

Кроличья поликлональная антитела к ELAC2, валидированная для вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии (IHC-P) и ИФА; детектирует ELAC2 человека, мыши и крысы — митохондриальную эндонуклеазу процессинга тРНК, участвующую в созревании РНК и сборке рибосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья антитела к ELAC2 pAb
Примечания/Синонимы	ELC2; HPC2; COXPD17; ELAC2
Вид	Человек
ID гена (человек)	60528
ID гена	60528
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9BQ52
Молекулярная масса белка	92 кДа
Доставка	Айс-бокс