

Поликлональное Антитело К Elapor1 Кролика - Q6Uxg2

Артикул: CM0020119

введение

Поликлональное антитело к ELAPOR1 кролика — это поликлональное антитело для Вестерн-блоттинга и ИФА, предназначенное для детекции ELAPOR1 человека, мыши и крысы (111 кДа). Этот регулятор апоптоза и аутофагии, ассоциированный с эндосомами/лизосомами, идеально подходит для исследования рака и клеточной смерти.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело к ELAPOR1 кролика
Примечания/Альтернативные названия	EIG121; KIAA1324; ELAPOR1
Вид	Человек
ID гена (человек)	57535
ID гена	57535
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот с 30 по 130 позицию ELAPOR1 человека (NP_065826.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q6UXG2
Молекулярная масса белка	111 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с охлаждающими элементами