

Кроличья Поликлональная Антитело Elmod3 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - Q96Fg2

Артикул: CM0026122

введение

Кроличья поликлональное антитело ELMOD3, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Мишень представляет собой белок, активирующий GTP-азу (GAP) для ARL2, implicated in hearing loss. Идеально подходит для МДР (IVD) и исследовательских целей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ELMOD3 кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	LST3; RBED1; RBM29; DFNA81; DFN88; ELMOD3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	84173
GeneID	84173
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, соответствующий аминокислотам 290-381 человеческого ELMOD3 (NP_001128493.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96FG2
Молекулярный вес белка	43кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент