

Кроличье Поликлональное Антитело К Elovl6 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9H5J4

Артикул: CM0020793

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий ELOVL6, подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА. Детектирует ELOVL6 в образцах человека, мыши и крысы. Идеально для исследований удлинения очень длинных цепей жирных кислот и метаболизма липидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к ELOVL6
Примечания/Альтернативные названия	FAE; LCE; FACE; hELO2; ELOVL6
Вид	Человек
ID гена	79071
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 50-150 человеческого ELOVL6 (NP_076995.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H5J4
Молекулярная масса белка	31 кДа
Доставка	В сумке со льдом