


Поликлональные Антитела К Eno1 Кролика Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P06733

Артикул: CM0015055



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческой α -енолазы (ENO1), для WB, IHC-P, IF/ICC, IP и ELISA. Перекрестно реагируют с мышью. Идеально подходят для исследований гликолиз, трансляционной репрессии и активации плазминогена.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ENO1 кроличьи pAb
Примечания/Алиасы	NNE; PPH; MPB1; ENO1L1; ENO1-IT1; HEL-S-17; ENO1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2023
GeneID	2023
Иммуноген	Рекомбинантный белок; рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1-434 человеческой ENO1 (NP_001419.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P06733
Молекулярная масса белка	47 кДа
Доставка	Хладоэлемент