

Кроличье Моноклональное Антитело Eno2 Для Вестерн-Блоттинга - P09104

Артикул: CM0002804



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий ENO2 (гамма-энолаза, HCE), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), иммунофлуоресценции на фиксированных клетках (IF-F), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для исследований в нейронауках и детекции нейрон-специфической энолазы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело ENO2
Примечания/Алиасы	NSE; HEL-S-279; ENO2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2026
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 47-100 человеческого ENO2 (NP_001966.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), иммунофлуоресценция на фиксированных клетках (IF-F), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P09104
Молекулярная масса белка	47 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом