

Поликлональное Антитело Кролика К Enos Для Wb, If-P, Elisa — P29474

Артикул: CM0013675



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против эндотелиальной синтазы оксида азота человека (eNOS/NOS3). Валидировано для WB, IF-P и ELISA. Детектирует полосу размером 133 кДа; реагирует перекрёстно с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований сосудистой системы и сигнальных путей NO.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	eNOS, поликлональное антитело кролика
Примечания/синоним	eNOS; ECNOS
Вид	Человек
GeneID (человек)	4846
GeneID	4846
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1000-1203 eNOS человека (NP_000594.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P29474
Молекулярная масса белка	133 кДа
Доставка	Пакет со льдом