

Кроличья Поликлональная Антитела (Pab) К Enper Для Вестерн1 Блоттинга, Elisa - Q07075

Артикул: CM0012858



введение

Кроличья поликлональные антитела (pAb) к ENPER (APA/CD249/grp160) предназначены для детекции глутамил-аминопептидазы человека и мыши в Вестерн-блоттинге и ELISA. Идеальны для исследований гипертензии и почек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональные антитела (pAb) к ENPER
Примечания/Альтернативные названия	APA; CD249; grp160; ENPER
Вид	Человек
GeneID (человек)	2028
GeneID	2028
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q07075
Молекулярная масса белка	109 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом