


Кроличыи Поликлональные Антитела К Enpp2 Для Wb, Elisa - Q13822

Артикул: CM0020502



введение

Кроличыи поликлональные антитела к ENPP2 — это антитела, валидированные для методов WB и ELISA, нацеленные на лизофосфолипазу D ENPP2/ATX человека и мыши (Q13822) для исследований пути лизофосфатидной кислоты.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к ENPP2
Примечания/Синонимы	ATX; NPP2; ATX-X; PDNP2; LysoPLD; AUTOTAXIN; PD-IALPHA; ENPP2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5168
GeneID	5168
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 564-863 ENPP2 человека (NP_001035181.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q13822
Молекулярная масса белка	99 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом