

Моноклональное Кроличье Антитело К 3D Белку Энтеровируса Ev71 (Вестерн-Блоттинг, Ифа) - Ev71 3D

Артикул: CM0004980

введение

Моноклональное кроличье антитело (мКЛА) к 3D белку энтеровируса EV71 для применения в методах Вестерн-блоттинга (ВБ) и иммуноферментного анализа (ИФА). Иммуноген получен рекомбинантным способом; антитело выявляет 3D белок EV71 с перекрестной реактивностью с человеческим материалом. Идеально подходит для вирусологических исследований и разработки диагностических препаратов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к EV71 3D
Вид возбудителя	Энтеровирус
Иммуноген	Рекомбинантный белок 3D энтеровируса EV71
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
Молекулярная масса белка	51 кДа
Условия доставки	С ледяными пакетами