


Кроличье Моноклональное Антитело К Erab/Hsd17B10 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q99714

Артикул: CM0002201



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого ERAB/HSD17B10 (HSD17B10, ID гена 3028), подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с образцами человека, мыши, крысы. Детектирует белковую полосу 27 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к ERAB/HSD17B10
Примечания/Альтернативные названия	ABAD; CAMR; ERAB; HCD2; MHBD; HADH2; MRPP2; MRX17; MRX31; SCHAD; MRXS10; SDR5C1; HSD10MD; 17b-HSD10; DUPXp11.22; ERAB/HSD17B10
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3028
ID гена	3028
Иммуноген	Синтетический пептид[Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 162-261 человеческого ERAB/HSD17B10 (Q99714).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99714
Молекулярная масса белка	27 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом